



HETTICH BENELUX SCHUDDERS



ENGINEERED
FOR YOU

Kwaliteit, innovatie en service

Hettich Benelux ontwikkelt en produceert 3D-Schudders en Orbitaal Schudders. Daarbij mag u kwaliteit, innovatie en service verwachten. U ziet dat terug in het product, A-kwaliteit onderdelen, ons milieubewustzijn en certificeringen. Ook het onderhoud van uw schudders is in goede handen bij onze afdeling Service & Installatie.

SCHUDDERS

U kunt kiezen uit 7 verschillende platforms, 6 verschillende erlenmeyerhouders en andere toebehoren, die precies passen bij uw toepassing. Het grote assortiment toebehoren maakt de orbitale schudder van Hettich Benelux een echte allrounder.

Alle monsterafmetingen

Meer dan 7 platformen
- geschikt voor uw toepassing.



Hoge temperatuurbestendigheid en duurzaamheid.

Robuuste metalen behuizing

Hellingshoek 4°/8° en twee platformafmetingen.

Diverse toepassingen

Orbitaal schudder MO 10 Art.-Nr. 98200001



- Alle afmetingen flesjes: >7 platformen
- Robuuste metalen behuizing: hoge temperatuurbestendigheid en duurzaamheid

Technische specificaties

Temperatuurbereik	0 °C tot +65 °C
Schudfrequentie	50 - 400 r/min.
Timer	0 - 120 minuten
Maximale belasting	10 kg
Afmeting platform (l x b)	350 x 400 mm
Buitenmaat (b x d x h)	410 x 570 x 140 mm
Gewicht	13,5 kg
Elektr. aansluiting	115/230V, 50/60 Hz


Universeel platform met 5 rollers



Artikel-Nr. 300200027

Platforms voor Orbitale Schudders

Dubbel platform met antislipmat




Artikel-Nr. 300200026

Dubbel universeel platform met 10 rollers



Artikel-Nr. 300200028

Platform met antislipmat



Artikel-Nr. 300200025

Platform voor erlenmeyerhouder



Artikel-Nr. 300200030

Platform voor 5 scheitrechters van 250 ml / 5 x 500 ml / 3 x 1000 ml



Artikel-Nr. 300200037

Platform voor 6 scheitrechters van 250 ml / 500 ml




Artikel-Nr. 300200038

Erlenmeyerhouders



Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving	Laadmogelijkheden van het platform
300200031	erlenmeyerhouder, 50 ml	40 x 50 ml erlenmeyerhouder
300200032	erlenmeyerhouder, 100 ml	20 x 100 ml erlenmeyerhouder
300200033	erlenmeyerhouder, 250 ml	12 x 250 ml erlenmeyerhouder
300200034	erlenmeyerhouder, 500 ml	9 x 500 ml erlenmeyerhouder
300200035	erlenmeyerhouder, 1.000 ml	9 x 1.000 ml erlenmeyerhouder
300200036	erlenmeyerhouder, 2.000 ml	5 x 2.000 ml erlenmeyerhouder
Meer toebehoren voor orbitaal schudders		
300200029	Roller voor universele platformen	

3D-schudder 3DP 05 Art.-Nr. 982200001



Technische specificaties

Temperatuurwerkbereik	0 °C tot +50 °C
Schudfrequentie	5 tot 50 r/min
hellingshoek	8°
Timer	0 - 120 minuten
Maximale belasting	5 kg
Afmeting platform (l x b)	2 x 260 x 290 mm
Buitenmaat (b x d x h)	340 x 400 x 125 mm
Gewicht	8,4 kg
Elektr. aansluiting	115/230 V, 50/60 Hz

- **Dubbele inhoud**
- **Robuuste metalen behuizing: hoge temperatuurbestendigheid en duurzaamheid**

Meer toebehoren voor 3D-schudders

Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
300200039	Rubber mat met 12 kanalen, 260 x 290 mm voor 3D-schudders

3D-schudder 3D 05 Art.-Nr. 982100001



Technische specificaties

Temperatuurwerkbereik	0 °C tot +50 °C
Schudfrequentie	5 tot 50 r/min
Hellingshoek	8°
Timer	0 - 120 minuten
Maximale belasting	5 kg
Afmeting platform (l x b)	260 x 290 mm
Buitenmaat (b x d x h)	340 x 400 x 125 mm
Gewicht	7,7 kg
Elektr. aansluiting	115/230 V, 50/60 Hz

- **Robuuste metalen behuizing**
- **Stil in gebruik. Geschikt voor langdurig gebruik**

3D-schudder 3DL 05 Art.-Nr. 982300001



Technische specificaties

Temperatuurwerkbereik	0 °C tot +50 °C
Schudfrequentie	5 tot 50 r/min
Hellingshoek	4°
Timer	0 - 120 minuten
Maximale belasting	5 kg
Afmeting platform (l x b)	350 x 350 mm
Buitenmaat (b x d x h)	340 x 400 x 125 mm
Gewicht	8,7 kg
Elektr. aansluiting	115/230 V, 50/60 Hz

- **Hellingshoek 4° en extra groot platform**
- **Robuuste metalen behuizing: hoge temperatuurbestendigheid en duurzaamheid**


Artikel-Nr. Artikelbeschrijving

980000101	Landenset Europa
980000201	Landenset Zwitserland
980000301	Landenset UK



Engineered for you

Uw Hettich Benelux partner



Lid van SEDEX

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | Nederland
www.hettichbenelux.com | +31 (0)88 221 99 00 | info@hettichbenelux.com

 @HettichBenelux  Hettich Benelux