



HETTICH BENELUX AFZUIGSYSTEMEN



ENGINEERED
FOR YOU

Kwaliteit, innovatie en service

Hettich Benelux ontwikkelt en produceert laboratoriumapparatuur. Daarbij mag u kwaliteit, innovatie en service verwachten. U ziet dat terug in het product, A-kwaliteit onderdelen, ons milieubewustzijn en certificeringen. Ook het onderhoud van uw apparatuur is in goede handen bij onze afdeling Service & Installatie.

AFZUIGSYSTEMEN



Groter bedieningscomfort

Standardsnelsluiting voor sneller wegnemen van flessen.

Gering bodemoppervlak.

Plaatsbesparing

Opzetstukken voor alle toepassingen met Luer-Lock-adapters.

Diverse toepassingen

Individuele vacuümcontrole en niveaucontrole.

Veilig afzuigen

Multifunctioneel afzuigstelsysteem AA 02 / 04



Componenten

Membraanvacuümpomp (17 l/min lucht, 100 mbar abs.)
Fles van 2l of 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3m-siliconenslang
Handgreep
Afmeting: 170 x 220 x 155 mm
Elektr. vermogen: 100 W
Elektr. aansluiting: 115/230 V, 50/60 Hz

Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
-------------	---------------------

981323101	AA 02-afzuigstelsysteem met fles van 2l
981323001	AA 04-afzuigstelsysteem met fles van 4l

- Hoge afzuigsnelheid en hoog eindvacuüm
- Standaard-Luer-Lock-verbindingen

Multifunctioneel afzuigstelsysteem AA 24



Standaard voor 2 gebruikers: componenten AA 24

Membraanvacuümpomp (17 l/min lucht, 100 mbar abs.)
Fles van 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3m-siliconenslang
2 handgrepen
Y-verdeelstuk
Afmeting: 170 x 220 x 155 mm
Elektr. vermogen: 100 W
Elektr. aansluiting: 115/230 V, 50/60 Hz

Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
-------------	---------------------

981323201	AA 24-afzuigstelsysteem met fles van 4l, 2 handgrepen
-----------	---

- Automatische vacuümpomp
- Twee gebruikers, één prijs

Standaard afzuigstelsel AC 02 / 04



25 l/min
(Lucht)

250 mbar
abs.

Componenten

Membraanvacuümpomp (25l/min lucht, 250 mbar abs.)
Fles van 2l of 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3m-siliconenslang
Afmeting: 170 x 220 x 155 mm
Elektr. vermogen: 100 W
Elektr. aansluiting: 115/230 V, 50/60 Hz

Artikel-Nr. Artikelbeschrijving

981423101	AC 02-afzuigstelsel met fles van 2l
981423001	AC 04-afzuigstelsel met fles van 4l

- Bedieningscomfort: snelsluiting
- Plaatsbesparing: gering bodemoppervlak

Afzuigstelsels AE & AK voor aansluiting op een bestaand vacuümsysteem in het laboratorium



Componenten van eenvoudig afzuigstelsel

Fles van 2l of 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3 m-siliconenslang

Componenten van comfortabel afzuigstelsel

Fles van 2l of 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3m-siliconenslang

Fleshouder

Handgreep

Artikel-Nr. Artikelbeschrijving

800015400	AE 02-afzuigstelsel met fles van 2l
800015500	AE 04-afzuigstelsel met fles van 4l
800014800	AK 02-afzuigstelsel met fles van 2l
800014900	AK 04-afzuigstelsel met fles van 4l

Compact afzuigstelsel AZ 02 / 04



8 l/min
(Lucht)

700 mbar
abs.

Componenten

Membraanvacuümpomp (8 l/min lucht, 700 mbar abs.)
Fles van 2l of 4l incl. snelsluitkoppelingen, filters, ventilatie-inzetstuk & 3m-siliconenslang
Afmeting pomp: 75 x 170 x 60 mm
Elektr. vermogen: 5 W
Elektr. aansluiting: 115/230V, 50/60 Hz


Artikel-Nr. Artikelbeschrijving

981523101	AZ 02-afzuigstelsel met fles van 2l
981523001	AZ 04-afzuigstelsel met fles van 4l

- Bedieningscomfort: snelsluiting
- Zeer stille vacuümpomp

Ook zonder pomp beschikken over volledig comfort
Eenvoudig een bestaand vacuümsysteem aansluiten

Breid de automatische afzuigstelsels uit tot
4 werkplaatsen en verlaag zo de kosten per gebruiker






90°-hoekadapter




Artikel-Nr.
100210057

8-kanaalsadapter van edelstaal



Artikel-Nr.
100210059

4-kanaalsadapter van edelstaal



Artikel-Nr.
100210060

Meer adapters

Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
100210058	Plastic adapter voor pasteurpipetten en 8-kanaalsadapter
800013700	Adapter van edelstaal met plastic 8-kanaalsadapter
800015600	8-kanaals-afzuigadapter, plastic
800013600	Adapter voor pipetpunten
800013300	1-kanaalsadapter van edelstaal, 60 mm
800013400	1-kanaalsadapter van edelstaal, 150 mm
800013500	1-kanaalsadapter van edelstaal, 200 mm





Flessen en meer toebehoren voor afzuigsystemen



Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
800014600	Vervangende fles van 2l met schroefdop met snelsluitkoppelingen
800014700	Vervangende fles van 4l met schroefdop met snelsluitkoppelingen
800014550	Niveausensor voor 2l-afzuigstelsysteem
800014450	Niveausensor voor 4l-afzuigstelsysteem
800010102	Veiligheidsfleshouder voor fles van 2 liter
800010202	Veiligheidsfleshouder voor fles van 4 liter
800014400	Schroefdeksel voor 2l-PP-fles met snelsluitkoppelingen
800014500	Schroefdeksel voor 4l-PP-fles met snelsluitkoppelingen
100210028	Hoekslangklem voor snelsluitkoppelingen
800015800	Veiligheidsfilter, 3 in verpakking, ter bescherming van de pomp tegen vocht
800015900	Y-verdeelstuk voor het aansluiten van meerdere handstukken of flessen
800050700	Handgreephouder voor het veilig wegleggen van het handstuk
800014000	Voetschakelaar voor het in- en uitschakelen van de pomp
800015300	Vervangende vacuümpomp AP 04, 700mbar

Artikel-Nr.	Artikelbeschrijving
980000101	Landenset Europa
980000201	Landenset Zwitserland
980000301	Landenset UK

Vacuümpompen

Vervangende vacuümpomp AP 15, 250 mbar
Afgebeelde fleshouder is optioneel.



Artikel-Nr.
800015000

Vervangende vacuümpomp AP 30, 100 mbar, automatisch
Afgebeelde fleshouder is optioneel.




Artikel-Nr.
800015100



Engineered for you

Uw Hettich Benelux partner



Lid van SEDEX

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | Nederland
www.hettichbenelux.com | +31 (0)88 221 99 00 | info@hettichbenelux.com

 @HettichBenelux  Hettich Benelux