


Hettich
BENELUX
LABORATORY EQUIPMENT



HYPOTHERMIE



ENGINEERED
FOR YOU

Uw toonaangevende leverancier van hypothermiekasten



Hettich Benelux is uw toonaangevende leverancier van hypothermiekasten, afgestemd op uw specifieke toepassingen en wensen. Wij beseffen dat in lang niet alle gevallen

kan worden volstaan met een standaardoplossing. Daarom ontwikkelt Hettich Benelux steeds weer individuele oplossingen voor specifieke situaties. Engineered for you.



Kwaliteit, innovatie en service

Van Hettich Benelux mag u kwaliteit, innovatie en service verwachten in alles wat wij doen. U ziet het terug in onze producten, A-kwaliteit componenten, certificeringen, milieubewustzijn, service en communicatie. Daarbij is niet alleen innovatie van belang, ook het onderhoud van uw apparatuur

is bij ons in goede handen. Hettich Benelux is niet alleen verantwoordelijk voor design tot en met productie; het eindresultaat wordt uitgebreid getest. Dat geldt voor alle hypothermiekasten. Onze producten voldoen niet alleen aan de huidige eisen, maar ook aan die van de toekomst.



Wereldwijde inzet

Niet voor niets wordt de hypothermiekast wereldwijd ingezet in ziekenhuizen. De Hettich ESP Hettherm vindt u terug in onder andere operatiekamers, verkoeverkamers en op de Spoed Eisende Eerste Hulp (SEH).



Engineered for you

De hypothermiekast wordt gebuikt voor infuusvloei- stoffen, dialysevloei- stoffen, irrigatievloei- stoffen, gevulde injectiespuiten, (synthetische) dekens, hand- doeken en medicatie. De kast kan aangepast worden aan uw wensen of specifieke toepas- singsgebied. Omdat wij de hypothermiekast zelf ontwikkeld hebben en produceren zijn wij in staat om gewenste aanpas- singen op een praktische manier te realiseren.



Flexibiliteit bij de inrichting van de kast

U kunt de (maatwerk) kasten laten integreren in de wand of kiezen voor vrijstaande kasten met enkele of dubbele deuren, eventueel stofvrij afgewerkt van vloer tot plafond. Wij leveren ook combinatiekasten met compartimenten die onafhan-

kelijk van elkaar werken. Het is mogelijk elke gewenste combinatie te maken van verwarmde en gekoelde compartimenten. U heeft grote flexibiliteit in het inrichten van de kast. De hypothermiekasten zijn zodanig ontworpen dat u kunt kiezen voor plateaus van draadstaal,

gesloten RVS plateaus en lades met verschillende dieptes, met of zonder vakverdeling. Kortom, we kunnen de hypothermiekasten volledig aanpassen aan uw wensen en toepassingsgebied.



De voordelen van Hettich Benelux

- Leverbaar als losse of ingebouwde maatwerkkast met laden of deuren.
- Laag energieverbruik.
- Snelle hersteltijden.
- De kasten zijn eenvoudig te openen door ergonomisch design.
- Visuele alarmering, op grote afstand herkenbaar door rode en groene LED signalering.
- Eenvoudig te reinigen.
- Vrij in te delen interieur.
- Zelfsluitende deuren en lades.
- Stoffilter (optioneel) bij gebruik van dekens/moltons.



Hettich Benelux

Stabiele en precieze temperatuurregeling
Duidelijke visuele alarmering | Milieuvriendelijk en energiezuinig
Maatwerk mogelijk | Gegarandeerde kwaliteit

Energiezuinig met respect voor het milieu

Het regelsysteem regelt de temperatuur zeer nauwkeurig, is eenvoudig instelbaar en makkelijk af te lezen. De geprogrammeerde 'neutrale zone' zorgt voor een maximale energiebesparing. Dat betekent dat er proportioneel geregeld gekoeld of verwarmd wordt tot de ingestelde waarde.

Hierna volgt een energieneutrale interval waarin er niet gekoeld of verwarmd wordt. Deze techniek waarborgt niet alleen een constante temperatuur, maar is vele malen energiezuiniger dan conventionele methoden.

Gegarandeerde kwaliteit

Ons kwaliteit management systeem voldoet aan de ISO 9001,


ISO 14001 en ISO 13485 standaarden. De kwaliteit van de kasten wordt geborgd door continue meting van de temperatuur- en luchtvochtigheidsvariatie en -fluctuatie. Een kalibratiecertificaat wordt meegeleverd met de apparatuur.

Dit product staat geregistreerd bij het ministerie van VWS als medisch hulpmiddel klasse I onder naam en nummer: Hettich ESP Hetherm (NL-CA002-2012-25728)



Engineered for you

Uw Hettich Benelux partner



Lid van SEDEX

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | Nederland
www.hettichbenelux.com | +31 (0)88 221 99 00 | info@hettichbenelux.com

Vraag naar de specificatiefolders.  @HettichBenelux  Hettich Benelux