


Hettich
BENELUX
LABORATORY EQUIPMENT



HETTICH BENELUX
HYPOTHERMIEKASTEN



Kwaliteit, innovatie en service



Hettich Benelux ontwikkelt en produceert hypothermiekasten. Daarbij mag u kwaliteit, innovatie en service verwachten. U ziet dat terug in het

product, A-kwaliteit onderdelen, milieubewustzijn en certificeringen. Ook het onderhoud van uw hypothermiekast is in goede handen bij onze afdeling Service & Installatie.



Hettich Benelux

Stabiele en precieze temperatuurregeling
Duidelijke visuele alarmering | Milieuvriendelijk en energiezuinig
Maatwerk mogelijk | Gegarandeerde kwaliteit

De Hettich Benelux hypothermiekasten worden gebruikt voor het veilig en op temperatuur houden van:

- Infuusvloeistoffen
- Dyalisevloeistoffen
- Irrigatievloeistoffen
- Gevulde injectiespuiten
- (Synthetische) dekens/moltons
- Handdoeken
- Medicatie

De kenmerken van de Hettich Benelux hypothermiekasten:

- Laag energieverbruik
- Naar wens in te richten
- Leverbaar als losse of als maatwerkinbouwkast
- Gering temperatuurverlies bij het openen van de kast
- Zelfsluitende deur en lades
- Stoffilter (optioneel)
- Afsluitbaar bedienpaneel

De toepassingen:

De Hettich Benelux hypothermiekasten worden wereldwijd ingezet in:


- Operatiekamers (OK's)
- Verkoeverkamers
- Spoed Eisende Eerste Hulp (SEH)

Specificaties Hettich ESP Hetherm

| Type | 600 I | 600 C | 225 I* | 225 C* | OPTIES |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Netto inhoud in liter | 520 | 520 | 210 | 210 | |
| Minimale temperatuur in °C | 8 boven ambient | 4 | 8 boven ambient | 4 | • Inlegrooster, draad, inclusief RVS 304 geleiders |
| Maximale temperatuur in °C | 65 | 15 | 65 | 15 | • RVS 304 lade 35 mm hoog, op uitrolbare RVS geleiders, geperforeerd, 100% uittrekbaar |
| Resolutie in °C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | • RVS 304 lade 100 mm hoog, op uitrolbare RVS geleiders, geperforeerd, 100% uittrekbaar |
| Fluctuatie in °C | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 | • RVS 304 lade 150 mm hoog, op uitrolbare RVS geleiders, geperforeerd, 100% uittrekbaar |
| Variatie in °C | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 | • Extra inlegplateau RVS 304 geperforeerd, inclusief RVS 304 geleiders |
| Inrichting | 4 RVS plateaus | 4 RVS plateaus | 2 RVS plateaus | 2 RVS plateaus | • Inlegplateau RVS 304 dicht, inclusief RVS 304 geleiders |
| Aantal compartimenten | 1X | 1X | 2x | 2x | • Set RVS 304 geleiders |
| Dimensies in mm intern (BxDxH) | 530 x 600 x 1400 | 530 x 600 x 1400 | 530 x 600 x 650 | 530 x 600 x 650 | • PT100 voorafgemonteerd voor externe monitoring |
| Dimensies in mm extern (BxDxH) | 710 x 870 x 2010 | 710 x 870 x 2010 | 710 x 920 x 2010 | 710 x 920 x 2010 | • Console zonder lade RAL 9016 |
| Vloeroppervlakte in m ² | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | • Console RAL 9016 + lade RVS 304 |
| Geluidsniveau dBA | ≤ 41 | ≤ 44 | ≤ 41 | ≤ 44 | • Thermopane buitendeur |
| Doorvoer inwendig in mm | 27 | 27 | 27 | 27 | • Ronde doorvoer andere maatvoering |
| Visueel alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (op aanvraag) |
| Afsluitbare deur | ✓ | ✓ | alleen boven | alleen boven | • Akoestisch alarm |
| Benodigde aansluitingen: | | | | | • Wielenset, waarvan 2 met rem |
| Afvoer | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | • Deur links scharnierend |
| Voedingspanning | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | • IQ/OQ documenten |
| Potentiaalvrij alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • IQ/OQ documenten + uitvoering af fabriek |
| Bestelnummers: | | | | | Andere opties en configuraties op aanvraag |
| RAL 9016 (exterieur)/RVS (interieur) | 1100.2201 | 1100.2101 | 1100.1201 | 1100.1101 | |
| RVS (exterieur)/RVS (interieur) | 1100.2202 | 1100.2102 | 1100.1202 | 1100.1102 | Dit product staat geregistreerd bij het ministerie van VWS als medisch hulpmiddel klasse I onder naam en nummer: Hettich ESP Hetherm (NL-CA002-2012-25728) |
| | | | | | * Combikast, mogelijke combinaties: 225C/225I, 225I/225C |



Engineered for you



Dit product staat geregistreerd bij het ministerie van VWS als medisch hulpmiddel klasse I onder naam en nummer: Hettich ESP Hettherm (NL-CA002-2012-25728)



Lid van SEDEX

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | Nederland
www.hettichbenelux.com | +31 (0)88 221 99 00 | info@hettichbenelux.com

Vraag naar de specificatiefolders. [@HettichBenelux](https://twitter.com/HettichBenelux) [Hettich Benelux](https://www.linkedin.com/company/hettich-benelux)